

CARACTERÍSTICAS

O Bonefill é uma matriz óssea inorgânica mineralizada bovina, totalmente desnaturada, de forma a não apresentar nenhuma resposta imunológica do indivíduo receptor. É obtido através da trituração do osso fresco, com consequente tratamento químico que solubiliza toda porção orgânica (células, fibras e proteínas) resultando em uma estrutura semelhante ao osso humano, biocompatível e bioinerte.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O Bonefill está disponível na forma de grânulos e blocos.

FINALIDADE

Destinados a técnicas regenerativas em Periodontia, Implantodontia ou qualquer procedimento cirúrgico que necessite formações de tecido ósseo. Pode ser utilizado para aumento de espessura ou altura óssea, preenchimento de seio maxilar e tratamento de defeitos periodontais.

BENEFÍCIOS

Forma matriz mineral com poros adequados para a proliferação endotelial, promovendo neoformação óssea satisfatória.



VANTAGENS

Material Biocompatível apresentado em granulação adequada e com características osseocondutoras auxiliando os processos de regeneração tecidual guiada e efeitos periodontais.

Solicite a visita de um consultor

0800 770 3824

bionnovation.com.br

Bionnovation

implantes e biomateriais

Engenharia para um sorriso perfeito!