



## DESCRIÇÃO

A Bionnovation comercializa seu kit protético contendo além do estojo que pode ser esterilizado em autoclave (temperatura máxima 134°C), um torquímetro de haste com marcações de torque de 10, 20 e 32N.cm, duas chaves hexagonais de 0,9mm (18mm e 24mm), duas chaves hexagonais de 1,2mm (18mm e 24mm), duas chaves quadradas (18mm e 24mm), chave de fenda, chave de aperto para o pilar cônico, chave de aperto para o pilar esférico e dois adaptadores para montagem de chaves digitais. As fotos mostram com detalhes o kit.

## PEÇAS DO KIT PROTÉTICO

Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 Curta	13059	
Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 Longa	13060	
Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 Curta	13057	
Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 Longa	13058	
Chave para Torquímetro Quadrada Curta	13061	
Chave para Torquímetro Quadrada Longa	13062	
Chave para Torquímetro Mini Cônico	13063	
Chave para Torquímetro Fenda	13064	
Chave para Torquímetro Pilar Esférico	13065	
Adaptador para Chave Digital (x2)	13066	
Torquímetro Cirúrgico - Protético (haste com marcações de torque de 10 à 80Ncm em múltiplos de 10)	13049	

Solicite a visita de um consultor

**0800 770 3824**  
bionnovation.com.br

**Bionnovation**  
implantes e biomateriais  
*Engenharia para um sorriso perfeito!*