

Tachinhas Bionnovation.


Com características exclusivas, nossas tachinhas possuem um **design** diferente das convencionais disponíveis no mercado. Amplamente utilizada em procedimento de reconstruções ósseas, as tachinhas são indicadas para fixação de **membranas absorvíveis e não-absorvíveis** no intuito de estabilizar evitando sua movimentação e por consequência a perda total ou parcial do enxerto.




- > Fabricada em Ti- 6Al 4V ELI | ASTM F136
- > Diâmetro (cabeça): **2,5 mm**
- > Diâmetro (corpo): **1,0 mm**
- > Altura: **4,2 mm**
- > Instalação: **Aplicadores** ou **Haste**
- > Não **Estéril**

Fator chave para o sucesso clínico.

Durante a aplicação das modernas técnicas regenerativas, as membranas e/ou barreiras são indispensáveis para alcançar resultados previsíveis e confiáveis. A estabilidade do material enxertado é um dos fatores-chave para o sucesso clínico. A fixação das membranas e/ou barreiras ao osso local, estabilizando o enxerto pode ser significativamente simplificada utilizando as tachinhas **Bionnovation** com seus respectivos instrumentais. Usando o aplicador **Bionnovation**, as tachinhas podem ser facilmente aplicadas no local de escolhido.



Segurança
As tachinhas possuem um **entalhe | chanfro** em seu corpo para auxiliar na retenção junto ao osso.



Cód 13289



Segurança e Precisão

Manuseio
O design **ergonômico** do aplicador e sua **precisão**, garante ao profissional pega da tachinha no estojo e um transporte **seguro** até o leito cirúrgico.